

The Most Profitable HPLC Columns

專為鑑識和純化小分子，多肽和蛋白質而設計和製造。

精心控制的 endcapping 可使酸性，鹼性和螯合化合物達到最佳性能。



感謝各大學院校、藥廠、生技產業踴躍購買，部分購買客戶名單，詳見末頁。

- ODS-P** 最高性能管柱 <類 Inertsil® ODS-3 | GL Sciences>
- ODS-BP** 用於親水性樣品分析
- ODS-RPS** 通用型管柱 <類 Inertsil® ODS-2 | GL Sciences>
- ODS-BIO** 小分子 Protein Peptide 分析
- C8-BIO** 酸鹼耐受性佳 pH 1.5-11

SCpak 提供下列規格之 Column

Product	Phase	Pore Size	Particle Size	Pore Volume	Surface Area	% of Carbon	pH Range
*ODS-P	C18	100 (Å)	5 (µm)	1.1 (mL/g)	450 (m ² /g)	17	2-9
*ODS-BP	C18	120 (Å)	5 (µm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	15	2-7
ODS-RPS	C18	120 (Å)	5 (µm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	17	2-8
ODS-BIO	C18	120 (Å)	5 (µm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	20	1.5-9.5
C8-BIO	C8	200 (Å)	5 (µm)	1.1 (mL/g)	200 (m ² /g)	8	1.5-11

*ODS-P & *ODS-BP 兩款皆可用於 100%水溶液。





250x4.6mm 5µm 促銷價 NT 6,600 (未稅)

150x4.6mm 5µm 促銷價 NT 6,200 (未稅)

SCpak ODS-P



<類 Inertsil® ODS-3 | GL Sciences>

- 可用於 100%水溶液
- 矽膠的高表面積 (450m²/g) 帶來較高的滯留能力與較大的樣品載量
- 不論是對親水性還是疏水性的化合物，都有優秀的分離效果
- 專利 endcapping 技術，使矽醇基的影響最小化



SCpak ODS-BP



- 適用於親水性和極性化合物的分離
- 在 100%水的條件下有良好的滯留
- 可使用 100%水，管柱壽命長



SCpak ODS-RPS



<類 Inertsil® ODS-2 | GL Sciences>

- 針對未知化合物的首選管柱
- 高表面覆蓋率和完美的 endcapping
- 優秀的批次再現性





SCpak ODS-BIO

- 特適用於小分子 Protein 分析
- 由超高純度球型矽膠製成
- 高鍵結密度，提供極致的效能



SCpak C8-BIO

- 在酸鹼條件下有高耐受性
- 20nm 孔徑，窄粒度分佈，超高純度全球型矽膠
- 高密度鍵結，提供極高的性能





關於我們

- Gel : Made of Japan < Osaka Soda DAISO GEL >
- Empty Column : Made of Japan
- Place of Packing : Taiwan
- SpectroChrom 充填管柱技術來自 Osaka Soda DAISO GEL
- 原物料全部採用日本製造，於台灣生產製造，提供給客戶，日本的品質，最經濟實惠的價格。

● 提供 DEMO 方案，確認實驗方法合用再購買，歡迎來電洽詢。

海大食科、屏科生技、輔大食科、中山化學、台科化工、
清大生技、中興化工、淡江化材、成功大學、陽明大學、
義守生技
寶齡富錦、景德製藥、壽元化學、濟生醫藥、南美製藥、
科達製藥、強生化學、皇佳製藥
台美檢驗、泉盛生物、思微化學、福盈科技、台耀化學、
耀榮科技、永昕生物
中央研究院南部生物技術中心、
衛生福利部國家中醫藥研究所



以上各單位的愛用



與我們連絡

SCpak
HPLC Column

公司：立行科技有限公司 / 新創貿易有限公司

電話：02-2776-6931

傳真：02-2776-6932

電子郵件：sales@analab.com.tw

網站：<http://www.analab.com.tw/>

地址：台北市中山區長安東路二段 181 號 6 樓之 2