

L.TEX 8700シリーズ

汎用高圧プランジャーポンプ



販売開始以来ご好評をいただいております8800シリーズ汎用高圧プランジャーポンプの流れをくみ、更なる低価格を実現いたしました8700シリーズがラインアップに加わりました。

流量範囲の下限がやや上昇しましたがポンプのより一層の小型化／軽量化や機種を絞り込むことによる大幅なコストダウンによって、よりお求め安い価格設定となっています。

定流量送液に特化した最大流量は10ml/minから150ml/minまでの7機種から選択可能で、スラリー送液仕様や高温流体、高粘度流体も専用ヘッド（オプション）を交換することで対応可能です。また液化炭酸送液もヘッド冷却ジャケットを装備することで対応可能など8800シリーズの優れた汎用性はそのまま引き継がれています。

型式	流量範囲	最大使用圧力	電源
8703	0.3～10.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	35MPa	AC100V 3A
8710	0.5～20.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	35MPa	AC100V 3A
8720	0.6～30.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	35MPa	AC100V 3A
8721	0.8～40.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	35MPa	AC100V 3A
8722	1.0～50.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	35MPa	AC100V 3A
8730	2.0～100.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	30MPa	AC100V 6A
8731	3.0～150.0ml/min（設定0.1ml/min単位）	30MPa	AC100V 6A

L.TEX 8700 シリーズ汎用高圧プランジャーポンプ仕様

送液形式	ローターカムによるデュアルヘッド送液形式
流量／圧力	上記
接液部材質	SUS316、ジルコニアセラミックス、PEEK、 カーボングラファイト入りテフロン
主な機能	定流量送液・LEDによる流量設定／表示機能
大きさ／重量	180(W) X 150(H) X 330(D) 約8kg (8703～8722型)

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》