

測試混合物 Pickering 產品規格表

測試混合物	
Catalog No.	Description
1700-0700	0.01 N HCl 中的胺基酸測試混合物，0.25 $\mu\text{mole/mL}$ ，每種 (5.0 mL/瓶)，L-半胱氨酸、L-蘇氨酸、L-絲氨酸
1700-0063	甲醇中的氨基甲酸鹽測試混合物，2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，各 (5.0 mL/瓶)，涕滅威，涕滅威砒，涕滅威亞砒，DMC (4-溴-3,5-二甲基苯基-N-甲基氨基甲酸酯)、西維因、克百威、3-羥基克百威、滅多威、滅蟲威、1-萘酚、草醯威和殘殺威
1700-0080	草甘膦測試混合物水溶液，2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，每種 (5.0 mL/瓶)，草甘膦，AMPA (氨基基膦酸)