

產品描述	應用	顧客	零件號			
			無殺菌安定劑	客製 pH 值 無殺菌安定劑	含殺菌安定劑	客製 pH 值 含殺菌安定劑
用於泌尿外科植入物腐蝕測試的人工尿液	腐蝕測試	泌尿外科設備製造商。	聯繫立行	聯繫立行	1700-0016	聯繫立行
人造尿液 DIN EN 1616:1999，200mL	測試無菌導尿管	泌尿外科設備製造商。	1700-0017	聯繫立行	1700-0558	聯繫立行
人造尿液 DIN EN 1616:1999，19.8L	測試無菌導尿管	泌尿外科設備製造商。	1700-0603	聯繫立行	聯繫立行	聯繫立行
用於培養泌尿系統病原體的人工尿液培養基	普遍的	製藥、研究和泌尿外科設備製造商。	1700-0018	聯繫立行	1700-0600	聯繫立行

儲存和運輸
有防止微生物生長的防腐劑，可以在室溫下儲存。 保質期1年。無特殊運輸要求。
不含殺菌安定劑，必須保持冷凍(-4°C)，直到你打算使用它。 用冰袋冷凍快遞運輸，到貨冷凍，必須在8天內到貨。保質期 1年。
附表 B 3822.00 (實驗室試劑)