


SCpak HPLC Column

SCpak Column DEMO 方案

一般Demo



	ODS-P	最高性能管柱
	ODS-BP	用於親水性樣品分析
	ODS-RPS	通用型管柱
	ODS-BIO	小分子 Protein Peptide 分析
	C8-BIO	耐 pH 1.5-11 管柱

把握機會，趕緊找業務洽談吧!!!

250x4.6mm 5μm 優惠促銷價 NT **6,600** (未稅)

150x4.6mm 5μm 優惠促銷價 NT **6,200** (未稅)

優惠代碼：**SC1903IT**

提供此代碼才能得到此優惠

SCpak 提供下列規格之 Column

Product	Phase	Pore Size	Particle Size	Pore Volume	Surface Area	% of Carbon	pH Range
*ODS-P	C18	100 (Å)	5 (μm)	1.1 (mL/g)	450 (m ² /g)	17	2-9
*ODS-BP	C18	120 (Å)	5 (μm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	15	2-7
ODS-RPS	C18	120 (Å)	5 (μm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	17	2-8
ODS-BIO	C18	120 (Å)	5 (μm)	1.0 (mL/g)	300 (m ² /g)	20	1.5-9.5
C8-BIO	C8	200 (Å)	5 (μm)	1.1 (mL/g)	200 (m ² /g)	8	1.5-11

*ODS-P & *ODS-BP 兩款皆可用於 100%水溶液。

立行科技有限公司
新創貿易有限公司

02-2776-6931
 www.analab.com.tw
 sales@analab.com.tw

SCpak DEMO Column 申請單

1. 申請日期：
2. 申請人員：
3. 公司(學校)名稱：
4. 部門(系所)：
5. Email：
6. 地址：
7. 聯絡電話：
8. 傳真號碼：
9. 分析內容 (請盡可能詳細填寫，例如：Sample Structure、Matrix、Preparation...等)

(1) 樣品：

(2)移動相：

(3)目前使用管柱：

(4) Pump：單 Pump / 梯度 Pump

(5)烘箱：有 / 無

(6)偵測器：

10. 希望試用的管柱：

※ Demo Column 申請個案視評估與討論結果，立行科技保留提供與否之最終裁量權。

※ Demo Column 限額提供，超額個案，立行科技保留提供與否之最終裁量權。